
DR.BEI Sonic Electric Toothbrush Q3 User Manual

DR.BEI

Звуковая электрическая зубная щетка Руководство пользователя





Important to Note

△Statement

L'Istatement
First time use may accompany itch or slight bleeding due to the fact that your gum just starts getting used to the high frequency cleaning of electric toothbrush. Kindly suggest begin with Soft Mode. Generally speaking, this phenomenon will disappear after 1–2 weeks. If you do not feel any significant improvement after more than 2 weeks, please stop using this product and promptly consult your dentist. This product is not suitable for users that under the age of 6.

* Tips

- Do not share brush head with others.
- Do not wrap the charging cable the product when it is powered on.

* Notes

- 1. This product is designed for oral cleansing. Do not use it for any other purpose. If you experience any discomfort or pain, please stop using the product and consult your dentist.
- Make sure to check this product for any apparent damage before using it. If damaged or dropped, the product should not be used.
- Before connecting to the power supply, please check whether the local power supply voltage meets the specification of the product.
- Do not use the product if any damage is found on the charging cable or charging port.

* Warnings

- Consult your dental professional before use if you once had orthodontic treatment, dental prosthesis or implantation.
 This product complies with the safety standards for
- electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer before use.

 3. This product contains a built-in rechargeable
- battery. Please keep the product away from flames, and avoid charging, using, or placing it in high temperature.

 4. Make sure the power plug and interface are completely dry before connecting to the power
- supply.

 5. Do not bump or drop the product. If it is damaged due a collision or being dropped, please stop using
- the product.
 6. Do not modify, disassemble or repair the product by
- yourself.
- 7. Do not use the product in shower or bath. 8. Do not use the product if any damage is


. their guardian.

found.(brush head, handle)

9. Anyone without full civil capacity or lack of relevant experience and knowledge (including young children) must not use, clean or maintain the product without the supervision and guidance of

I. Introduction

Thank you for choosing DR.BEI as your oral health care assistant. Please check all the relevant parts are provided as shown in the following list.




II. How to Use

Please note:

When using this product for the first time, you may experience slight itching or bleeding. This occurs when gums are not accustomed to high-frequency cleaning with an electric toothbrush. It is recommended to use this product in Soft Mode initially and switch modes as required after a period of time.

a. Usage

Remove the protective cap to check that the brush head is well fixed and the gap between the head and the handle is 0.3–0.5 mm.



Wet the brush head, squeeze an appropriate amount of toothpaste onto the head and begin cleaning.

b. Mode Switch

This product features Cleaning, Soft and Massage modes.

The Cleaning Mode is suitable for daily cleaning, removing plaque and maintaining oral hygiene; the Soft Mode is for those with oral hypersensitivity; and the Massage Mode is for thoroughly removing obstinate tooth stains.



Press the power button to turn th when powering on for the first time. Switch Modes:

Press the power button again within 5 seconds of powering on to switch mo Memory Mode:

When a mode lasts for more than 5 seconds, the system will record this mod as the memory mode. The memory mode will be started by default the next time Power Off-In any situation, press and hold* the

many studation, press and note: the power button to turn the power off. Alternatively, press the power button to shut down 5 seconds after use, or press the power button repeatedly until the power turns off. The brush will also shut down automatically after 2 minutes of use (3 minutes on Massage mode).

ration to press and hold the power button should be more than 1.5 se

c. How to Brush Teeth

Please refer to the following suggestions to improve



better clean the plague in gingival sulcus.





Smart reminder triggered every 30* seconds. hange to another area after a pause.




is recommended to press on teeth with a force below 2N to clean the teeth

When using the product for the first time, it is recommended to press gently on the teeth with a force of less than 2N, cover every area of the mouth, and comprehensively clean both the inside and outside of the teeth. The smart reminder function should be triggered every 30* seconds.

*In Massage Mode, the smart reminder is triggered every 45 seconds.

d. Charging



*Notes for Charging:

- 1. When charging, please first remove the protective plug of the charging port at the lower part of the product, then insert the small end of the charging cable into the charging port before connecting the other end to a 5V==0.5A DC output power adapter conforming to CE/ETL/KC/PSE, etc. standards (power adapter purchased separately).
- 2. This product is designed with a charging protection function to automatically stop charging when the battery level reaches 100%. Natural consumption of electricity will lead to repeated charging, thus impacting the service life of the battery, so please
- do not leave it charging for a long time. 3. This product cannot be used while charging.

e. Cleaning



Clean the brush head with running water after use.







Change the brush her every 2-3 months.

III. Specifications

Electric Brush Handle	Product Model	DR.BEI Q3
	Rated Voltage	3.7V
	Rated Power	0.6W
	Waterproof Level	IPX7
	Charging Time	At least 4 hours from empty to fully charged
	Rated Input	5V===0.5A
Production Place		China

IV. Troubleshooting

Problems	Reasons	Solutions
Brush head cannot attach to power shaft correctly.	Stuff clog between the brush head and power shaft; Brush head is not genuine or not matched; Incorrect orienting.	Remove the blocking stuff; Purchase genuine brush head recommended by manufacturer; Align the parts correctly according to the instructions.
Cannot power on.	Low power; Product in charging.	Charge the product; Unplug the charger.
Weak brush head vibration.	Incorrect or loose attachment of brush head; Stuff clog between the brush head and power shaft.	Attach correctly, Remove the blocking stuff.
Handle cannot connect to charging cable.	Stuff clog in the charging port.	Remove the blocking stuff.
The brush handle not showing charging status while attaching to the charger.	The charger failed to connect to the power supply.	Check the power supply.
Power indicator does not work.	Low power or used up.	Charging correctly will soon restore it correctly.

V. After-sales Service

If malfunction in DR.BEI Sonic Electronic Toothbrush Performance Failure List occurs, contact local authorized distributors or retailers.

DR.BEI Sonic Electronic Toothbrush Performance

Name	Performance Failure
DR.BEI Sonic Electronic Toothbrush	Cannot turn on or off.
	Brush head cannot connect to power shaft when there is no foreign matter.
	Abnormal vibration of brush head.
	Power indicator does not work.
	Cannot charge the appliance.

WARRANTY EXCLUSIONS


- Damage caused by unauthorized repair, misuse, collision, neglect, abuse, liquid intake, accidents, alterations or incorrect use of product accessories that is not recommended by the manufacturer, or tear and alter labels or anti-counterfeiting marks.
- No longer in the validity period of warranty service (repair, refund, replacement).
- Damage caused by force majeure.
- Fail to comply with the malfunction listed in DR.BEI Sonic Electronic Toothbrush Performance Failure List.
- DR.BEI Sonic Electronic Toothbrush Performance Failure List but caused by users.

VI. Environmental Protection

When the product reaches its usage expectancy, according to the laws and regulations of the country or region, it may be necessary to remove the internal battery in order for it to be recycled and properly handled. If you are unable to remove the battery, please send the product to a government-designated recycling center.

Instructions and suggestions regarding battery waste disposal:

It is not recommended that the battery is replaced by any user. Forcing the battery out will damage the product's functionality. Please exercise with caution.



- ① Open the protective cap of the USB port and remove the screw.
- Remove the shell from the handle.
 Cut the nickel tab behind the battery and remove the battery.

The illustrations of the product, accessories, user interface, etc., in the manual are schematic diagrams for reference only. Due to the updating and upgrading of products, there may be slight differences between the actual product and the schematic diagram. The actual product may be a more up-to-date version.

Важные примечания

∆Заявление

Первое использование данного устройства может сопровождаться зудом или кровоточивостью десен. Это связано с тем, что десны еще не привыкли к высокочастотной чистке электрической зубной щеткой. Для начала рекомендуется использовать устройство в режиме Soft. Как правило, эти неудобства проходят через 1-2 недели. Если через 2 недели значительных улучшений не произойдет, прекратите использование данного устройства и немедленно обратитесь к стоматологу. Этот продукт не предназначен для использования детьми младше 6 лет

- * Советы 1. Не позволяйте другим людям использовать
- вашу чистящую головку. 2. Не обматывайте шнур питания вокруг ручка электрической зубной щетки во время зарядки.

*Примечания

- 1. Устройство предназначено для очистки полости рта. Не используйте его для других целей. Если вы испытываете дискомфорт или боль, прекратите использование устройства и обратитесь к стоматологу.
- 2. Перед использованием продукта убедитесь в отсутствии на нем повреждений; прекратите использование, если продукт упал с большой высоты или был значительно поврежден.
- 3. Перед зарядкой убедитесь, что напряжение продукта соответствует напряжению местной сети 4. Не используйте зарядного порта, если она


* Предупреждения

повреждена.

- 1. Если вы проходите курс ортодонтического лечения, используете зубные протезы или импланты, проконсультируйтесь со стоматологом о возможности использования устройства
- 2. Этот продукт соответствует стандартам безопасности для электромагнитных устройств. Если вы не уверены в совместимости с кардиостимулятором или другими имплантами, проконсультируйтесь с лечащим врачом или производителем устройства перед использованием.
- 3. Этот продукт использует встроенный аккумулятор, который не подлежит замене. Не сжигайте его и не подвергайте сильному нагреву. Не заряжайте и не используйте устройство при высокой температуре
- окружающей среды. 4. Перед подключением к источнику питания во время зарядки убедитесь, что вилка питания и интерфейс полностью сухие.
- 5. Не роняйте и не подвергайте продукт механическим воздействиям. Прекратите использование, если продукт получил
- механические повреждения или упал с высоты. 6. Не выполняйте самостоятельную модификацию,
- разборку и ремонт продукта. 7. Не используйте продукт в душе и ванне.
- 8. Не используйте устройство при наличии признаков повреждения чистящей головки или
- ручки. 9. Недееспособные лица или не имеющие соответствующего опыта и знаний (включая маленьких детей) не должны использовать, чистить или обслуживать устройство без надзора опекуна.

І. Описание устройства

Благодарим вас за то, что выбрали DR.BEI в качестве помощника по уходу за полостью рта. Убедитесь, что все детали, указанные в следующем списке, на месте.




II. Использование

Примечание

примечание приможение данного устройства может сопровождаться зудом или небольшой кровоточивостью десен. Это связано с тем, что десны еще не привыкли к высокочастотной чистке электрической зубной щеткой. По началу рекомендуется использовать устройство в режиме Soft и переключать режимы по мере необходимости спустя некоторое время.

а. Использование

 использование
 Снимите защитный колпачок, чтобы убедиться, что чистящая головка надежно закреплена, а зазор между головкой и ручкой составляет 0,3–0,5 мм.



 Намочите чистящую головку, выдавите на нее необходимое количество зубной пасты и начните чистку зубов.

Б. Переключение режимов

В атом устройстве предусмотрены следующие режимы: Cleaning, Soft и Massage. Режим Cleaning (очистка) подходит для ежедневной очистки, удаления налета и поддержания гигиены полости рта; режим Soft (мягкий) предназначен для пользователей с повышенной чувствительностью полости рта; режим Massage (массаж) предназначен для тщательного удаления зубного налета.



секунл

Включение питания: нажмите кнопку пита нажмите кнопку питания, чтобы включить зубную щетку. При первом включении по умолчанию включается

включении по умолічанію включается режим очистк. Переключение режимов:
Переключение режимов:
нежмите кнопку питания еще раз в для размення в для размення в для размення режимов функция память сели режим для размення в для размення

умолчанию при следующень Отключение: в любой ситуации нажмите и в любой ситуации нажимите и укремивайте кнопку питания" для выключения питания. Члобы выключить устройство через 5 секунд кнопку питания неколько раз, пока устройство не выключится. Цетка автоматически выключается через 2 минуты работы (3 минуты в режиме Масзаботь).

кодимо нажать и удерживать более 1,5

с. Тщательно почистите зубы

Для улучшения качества чистки следуйте



углом 45 для пра





Функция интеллектуального напоминания о смене области чистки срабатывает каждые 30* секунд Перейдите к следующей области после паузы



Во время чистки зубов рекомендуется оказывать лавление с силой менее 2 Н

При первом использовании устройства рекомендуется слегка надавить на зубы с усилием менее 2 Н, пройтись чистящей головкой по всей полости рта и тщательно очистить зубы с внешней и с внутренней стороны. Функция

интеллектуального напоминания о смене области чистки также должна включаться каждые 30 секунд. *В режиме Massage функция интеллектуального напоминания о смене области чистки срабатывает

каждые 45 секунд.



*Примечания к зарядке.

- 1. Перед зарядкой снимите защитный колпачок с разъема для зарядки в нижней части устройства, затем вставьте малый конец кабеля для зарядки в зарядного порта, прежде чем подключать другой конец к выходному адаптеру питания постоянного тока 5 В 0,5 А, соответствующему CE/ETL/KC/PSE, etc. (адаптер
- питания приобретается отдельно). 2. Устройство оснащено функцией защиты от излишней зарядки, которая автоматически прекращает зарядку, когда уровень заряда аккумулятора достигает 100%. Естественное потребление электроэнергии приведет к непрекращающейся зарядке, что повлияет на срок службы аккумулятора, поэтому не оставляйте его заряжаться в течение
- длительного времени. 3. Данное устройство нельзя использовать во время зарядки.

е. Уход и очистка





Корпус зубной щетки элностью водонепроницае и может быть промыт проточной водой





III. Технические характеристики

Ручка электрической зубной щетки	Модель продукта	DR.BEI Q3
	Номинальное напряжение	3,7B
	Номинальная мощность	0,6Вт
	Класс водостойкости	IPX7
	Время зарядки	Не менее 4 часов для полной зарядки
	Параметры входного тока	5B0,5A
Место производства		Китай

RU C-CN.AЯ46.В.09208/19 11 2019 действует до 05.11.2022





IV. Устранение неполадок

Проблемы	Причины	Решения
Не удается закрепить на чистящая головка передаточный вал.	засор в разъеме для чистящей головки. Поторонний предмет поторонний предмет на передаточный вал чистящая головка не рекомендуется производителем или не поддерживается; Неверная ориентация.	Удалите посторонний предмет; Приобретите оригинальную чиствщую головку, рекомендованну ю производителем (компоненты в соответствии с инструкциями.
Не включается.	Низкий заряд, выключено либо заряжается.	Зарядите у стройство или отключить зарядное устройство.
Слишком слабая вибрация чистящей головки.	Слишком свободное или плотное соединение; Засор между чистящей головкой и передаточным валом.	Установите ее правильным образом; Устраните посторонний предмет.
Ручка не подключается к зарядной.	Посторонний предмет в зарядного порта.	Устраните посторонний предмет.
Индикатор питания не показывает статус зарядки при установке на зарядное устройство.	Неверное положение вилки в розетке электросети.	Проверьте правильность подключения к электросети.
Индикатор питания не показывает текущий заряд аккумулятора.	Низкий или полностью исчерпанный заряд.	При корректной зарядке проблема через некоторое время будет устранена.

V. Послепродажное обслуживание

В случае возникновения неполадки, присутствующей в списке неполадок звуковой электрической зубной щетки DR.BEI, обратитесь к местному авторизованному дистрибьютору или розничному оператору.

Срок службы: 2 года Гарантийный срок: Гарантия 1 год

Список неполадок звуковой электрической зубной щетки DR.BEI

Наименование	Неполадка
	Не включается / не выключается
DR.BEI Звуковая электрическая зубная шетка	Чистящую головку не удается подсоединить к передаточному валу, хотя посторонние предметы отсутствуют
зуоная щетка	Странные вибрации чистящей головки
	Индикатор питания не мигает
	Прибор не заряжается

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ

- Ушерб, нанесенный амостоятельным ремонтом. неправильным или небрежным использованием, механическим воздействием, попаданием жидкости, несчастным случаем, а также неправильным использованием или недопустимой модификацией аксессуаров к продукту, а также наличие сорванных или
- измененных этикеток защиты от подделывания 2.Завершение периода гарантийного обслуживания (ремонта, возврата средств,
- замены). 3.Ушерб, нанесенный при обстоятельствах непреодолимой силы.
- 4.Отсутствие неполадки в списке неполадок звуковой электрической зубной щетки DR.BEI. 5. Неполадка имеется в списке неполадок

звуковой электрической зубной щетки DR.BEI, но ее появление вызвано действиями пользователя.


Авторизованный дилер: 000 «Рустон» Поставщик услуг послепродажного обслуживания: 000 «Рустон» Почтовый ящик: service-RU@ruston.cc Тел.: 8-800-350-2688

*Эта информация послепродажного обслуживания только для российского рынка.

VI. Экологичность

При лостижении ожилаемого срока эксплуатации устройства в соответствии с законами и нормативными актами страны или региона может потребоваться извлечь внутренний аккумулятор для его надлежащей утилизации. Если вы не можете извлечь аккумулятор, отправьте изделие в специализированный центр утилизации. Инструкции и рекомендации по утилизации аккумулятора:

Пользователям не рекомендуется заменять аккумулятора самостоятельно. Принудительное извлечение аккумулятора может привести к повреждению устройства. Соблюдайте осторожность



- Откройте защитный колпачок порта USB и выкрутите винт.
- 2 Снимите оболочку с ручки.
- 3 Разрежьте никелевый выступ за аккумулятором и извлеките аккумулятор.

Иллюстрации к устройству, аксессуарам, пользовательскому интерфейсу и т. п. в руководстве являются схематическими и приведены только для справки. В связи с обновлением и модернизацией продукции могут наблюдаться небольшие различия между фактическим продуктом и представленными иллюстрациями. Фактическая версия продукта является более актуальной.

Manufacturer: Wuxi Qinghe Xiaobel Technology Co., Ltd. Address: Room 1106, 11th floor, NO.2 of Building S30, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu, P.R. China After-sales Service: service@doctorbel.com

Производители: Wuxi Qinghe Xiaobei Technology Co., Ltd. Agpec:Room 1106, 11th floor, NO.2 of Building 530, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu, Китай Почтовый ящик: service@doctorbei.com



For more information about DR.BEI products, please visit the official website:

Для получения дополнительной информации перейдите на официальный сайт DR.BEI: